



Pure Reflect® Mirrors are essential in every Workflows

# ФРОНТАЛЬНАЯ ОТРАЖАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

вид зеркала в разрезе

Отражённое изображение



Металлическое покрытие  
Стекло  
Рама

Изображение отражается с передней поверхности стекла без искажений  
**НЕТ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ**



Pure reflect


Зеркала Pure Reflect выдерживают более 100 циклов стерилизации

3 МЕСЯЦА ежедневного использования зеркала до необходимости его замены

## Внимание К важным мелочам

### Эргономичное плоское соединение

Максимально комфортные для пациента. Без дискомфорта в щёчных областях



ACTEON PRODONT-HOLLIGER

Конкуренты

### Сатирированная сталь

Без случайных бликов. Без усталости глаз



### Идеально точный обжим

Зеркало идеально фиксируется в раме. Без острых краёв, без прилипания крови и грязи



ACTEON PRODONT-HOLLIGER

Конкуренты

### ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Ø14mm	Алюмин. зеркало N°0 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°0 x12шт.	MP3114RH MP3614RH
Ø16mm	Алюмин. зеркало N°1 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°1 x12шт.	MP3116RH MP3616RH
Ø18mm	Алюмин. зеркало N°2 x1шт. Родиевое зеркало N°2 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°2 x12шт.	MP3118RH MP3318RH MP3618RH
Ø20mm	Алюмин. зеркало N°3 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°3 x12шт.	MP3120RH MP3620RH
Ø22mm	Алюмин. зеркало N°4 x1шт. Алюмин. зеркало N°4 x20шт. Родиевое зеркало N°4 x1шт. Родиевое зеркало N°4 x20шт. PURE REFLECT® зеркало N°4 x12шт.	MP3122RH MP3122RH MP3322RH MP3322RH MP3622RH
Ø24mm	Алюмин. зеркало N°5 x1шт. Алюмин. зеркало N°5 x20шт. Родиевое зеркало N°5 x1шт. Родиевое зеркало N°5 x20шт. PURE REFLECT® зеркало N°5 x12шт.	MP3124RH MP3124RH MP3324RH MP3324RH MP3624RH
Ø26mm	Алюмин. зеркало N°6 x1шт. Родиевое зеркало N°6 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°6 x12шт.	MP3126RH MP3326RH MP3626RH
Ø28mm	Алюмин. зеркало N°7 x1шт. Родиевое зеркало N°7 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°7 x1шт.	MP3128RH MP3328RH MP3628RH

### ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

Ø30mm	Алюмин. зеркало N°8 x1шт. Родиевое зеркало N°8 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°8 x1шт.	MP3130RH MP3330RH MP3630RH
Ø40mm	Алюмин. зеркало N°9 x1шт. Родиевое зеркало N°9 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°9 x1шт.	MP3140RH MP3340RH MP3640RH
Ø50mm	Алюмин. зеркало N°10 x1шт. Родиевое зеркало N°10 x1шт. PURE REFLECT® зеркало N°10 x1шт.	MP3155RH MP3355RH MP3655RH

### ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

	Родиевое зеркало N°4 x12шт. Родиевое зеркало N°4 x6шт. Родиевое зеркало N°5 x12шт. Родиевое зеркало N°5 x6шт.	MP7322RH MP7422RH MP7324RH MP7424RH
	PURE REFLECT® зеркало N°4 x12шт. PURE REFLECT® зеркало N°4 x6шт. PURE REFLECT® зеркало N°5 x12шт. PURE REFLECT® зеркало N°5 x6шт.	MP7822RH MP7722RH MP7824RH MP7724RH

### ЗЕРКАЛА С УВЕЛИЧЕНИЕМ (X3.5 КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ)

	Алюмин. зеркало N°2 x1шт. Алюмин. зеркало N°3 x1шт. Алюмин. зеркало N°4 x1шт. Алюмин. зеркало N°5 x1шт. Алюмин. зеркало N°6 x1шт. Алюмин. зеркало N°7 x1шт. Алюмин. зеркало N°8 x1шт. Алюмин. зеркало N°9 x1шт. Алюмин. зеркало N°10 x1шт.	MP3218RH MP3220RH MP3222RH MP3224RH MP3226RH MP3228RH MP3230RH MP3240RH MP3255RH
	Родиевое зеркало N°4 x1шт. Родиевое зеркало N°5 x1шт.	MP3422RH MP3424RH

### РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

	РУЧКА ДЛЯ ЗЕРКАЛА XL STYLE	210.00XL
	РУЧКА ДЛЯ ЗЕРКАЛА DESING	210.00D

### ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ Ø3 mm — круглое	MP3303RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ Ø5 mm — круглое	MP3305RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ 7x2 mm — прямоугольное	MP3306RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ 9x3 mm — прямоугольное	MP3310RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО С РУЧКОЙ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ Ø3 mm — 14.8cm — круглое	MP1303RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО С РУЧКОЙ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ Ø5 mm — 14.8cm — круглое	MP1305RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО С РУЧКОЙ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ 7x2 mm — 14.8cm — прямоугольное	MP1306RH
	PURE REFLECT® ЗЕРКАЛО С РУЧКОЙ ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ 9x3 mm — 14.8cm — прямоугольное	MP1310RH

### ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ

	Окклюзионное, для взрослых Хромированное PURE REFLECT®	MZP512. MZP516.
	Окклюзионное, для детей Хромированное PURE REFLECT®	MZP522. MZP526.
	Вестибулярное Хромированное PURE REFLECT®	MZP532. MZP536.
	Лингвальное узкое Хромированное PURE REFLECT®	MZP542. MZP546.
	Лингвальное широкое Хромированное PURE REFLECT®	MZP552. MZP556.
	Латеральное Хромированное PURE REFLECT®	MZP562. MZP566.
	Окклюзионное, большое L Хромированное PURE REFLECT®	MZP572. MZP576.
	Окклюзионное, большое XL Хромированное PURE REFLECT®	MZP582. MZP586.

### ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ

	ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ	MZP214.
--	---	---------

### КОНТРАСТОРЫ

	КОНТРАСТОР №4 ВОГНУТЫЙ 240x60x1.5mm	MZP215
	КОНТРАСТОР №5 ПРЯМОЙ 240x60x1.5mm	MZP216
	КОНТРАСТОР №3 7x370mm	MZP217
	КОНТРАСТОР №1 84x85mm angular	MZP218
	КОНТРАСТОР №2 59x70mm angular	MZP219

GREEN DENT — эксклюзивный дистрибьютор ACTEON в России

г. Москва, Центросоюзный пер., 11  
8 800 555-79-94, +7 495 120-09-69  
sales@greendent.ru  
www.greendent.ru



Non contractual document - Ref. 000125 - V1 - 08/2018 - Copyright © 2018 ACTEON®. All rights reserved. No information or part of this document may be reproduced or transmitted in any form without the prior permission of ACTEON®.

PUREREFLECT  
ВИДЕТЬ ИСТИНУ

СО МНОЙ ТЫ УВИДИШЬ НЕВИДИМОЕ



PURE REFLECT®  
TECHNOLOGY  
эксклюзив от ACTEON PRODONT-HOLLIGER



РОДИЕВОЕ  
Серый оттенок

ТИТАНОВОЕ  
Голубой оттенок

Технология ACTEON® PURE REFLECT®:

Оптимальное решение для идеального визуального осмотра!

В соответствии с современными стандартами стоматологии, зеркала ACTEON® PURE REFLECT® обеспечивают идеальное изображение операционного поля с коэффициентом отражения близким к 100%, что обеспечивает качественную визуальную диагностику.

Технология PURE REFLECT®, доступная для всего ассортимента смотровых зеркал, зеркал для фотосъёмки и зеркал для микрохирургии, станет вашим лучшим инструментом для идеальной диагностики, точного лечения и получения предсказуемых результатов.

Без двойного изображения  
(фронтальная отражающая поверхность)




Очень яркое



Без искажения цвета и формы  
Точное и резкое изображение

Подлинное отражение цвета



Видимый спектр света (нм)

Pure Reflect®  
Почти 100% спектр цвета изображения

Титановое

Родиевое

Хромовое


Технология Pure Reflect® от ACTEON®

- ▶ Уникальная технология для 100% цветопередачи отображаемого изображения
- ▶ Изображение отражается с фронтальной поверхности зеркала без искажений
- ▶ Идеальная передача оттенка, цвета и детализации зубных структур

# СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА

## От диагностики до лечения, преимущество в каждом случае

Визуальный осмотр — первый шаг диагностики. Действительно натуральный цвет отражения для самой качественной оценки



PURE REFLECT®

Конкурент



1

# ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

## Прекрасное изображение даже под микроскопом

- Создавайте доступ к апексу проще
- Точная оценка состояния пульпарной камеры
- Сохранение пространства в полости рта: наилучший обзор с зеркалами для микрохирургии



Идеальная видимость  
зубного канала со стороны апекса



2



**Ольга Землякова** — специалист в области эндодонтии и микрохирургии.

«В моей повседневной клинической практике зеркала Pure Reflect стали ценным инструментом, позволяющим видеть точные оттенки и идеальную детализацию зубных структур. Это позволяет работать без напряжения для глаз даже при работе под микроскопом и бинокулярными лупами. Зеркала Pure Reflect стали незаменимыми и показали, насколько традиционные зеркала устарели.»

# ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ



**Виталий Щербаков**

Исключительная яркость и точная цветопередача делают зеркала Pure Reflect® незаменимыми инструментами для качественной интрабуккальной фотографии

## Эффективная коммуникация с пациентом

Почувствуйте разницу с технологией Pure Reflect®



PURE REFLECT®



Титановое


- Продемонстрируйте процесс лечения и результат для продвижения своей практики
- Используйте изображения клинических кейсов для печати в книгах, публикациях и ведения карточки пациента





Окклюзионные



Вестибулярные



Лингвальные



Все зеркала для фотосъёмки **двусторонние**. Сделаны из стекла. Доступно 8 размеров



Вращающийся держатель зеркал для фотосъёмки